

5단계설정용량으로 OK



Nichimate Stepper

가변식 연속분주기

MODEL : Nichimate Stepper

특징

- 8종류의 실린지와 5단계 가변의 설정용량의 조합에 의해서 40가지의 분주가 가능합니다
- 한 손으로써의 조작성이 우수하고 실린지 타입의 디스펜서입니다
- 용량가변, 실린지교환이 간단히 가능합니다
- Positive Displacement system으로 점성인 액체 등의 분주에 적합합니다
- 실린지는 Polypropylene제로 유기용매 등의 분주에 적합합니다
- 최종의 스트로크 후는 기포에 의한 오차를 막기 위해서 실린지 내에 잔액을 남겨 분주실수를 방지합니다
- Eppendorf 4780 Combitips(콤비팁)을 사용할 수 있습니다
- 실린지는 멸균 Type도 준비하고 있습니다

규격

코드	품명
00-NS-TP	NICHIMATE STEPPER

정도와 재현성

syringe	dial No	1	2	3	4	5	정도	재현성
00-NS-V	0.05ml	1 $\mu$ l	2 $\mu$ l	3 $\mu$ l	4 $\mu$ l	5 $\mu$ l	$\pm$ 5	(8.0~3.0)
00-NS-S	0.5ml	10 $\mu$ l	20 $\mu$ l	30 $\mu$ l	40 $\mu$ l	50 $\mu$ l	$\pm$ 1.5	(1.4~0.6)
00-NS-M	1.25ml	25 $\mu$ l	50 $\mu$ l	75 $\mu$ l	100 $\mu$ l	125 $\mu$ l	$\pm$ 1.2	(0.8~0.5)
00-NS-N	2.5ml	50 $\mu$ l	100 $\mu$ l	150 $\mu$ l	200 $\mu$ l	250 $\mu$ l	$\pm$ 0.7	(0.8~0.3)
00-NS-L	5ml	100 $\mu$ l	200 $\mu$ l	300 $\mu$ l	400 $\mu$ l	500 $\mu$ l	$\pm$ 0.5	(0.6~0.3)
00-NS-X	12.5ml	250 $\mu$ l	500 $\mu$ l	750 $\mu$ l	1000 $\mu$ l	1250 $\mu$ l	$\pm$ 0.5	(0.6~0.3)
00-NS-Y	25ml	0.5ml	1ml	1.5ml	2ml	2.5ml	$\pm$ 0.3	(0.6~0.3)
00-NS-Z	50ml	1ml	2ml	3ml	4ml	5ml	$\pm$ 0.3	(0.6~0.2)
분주횟수		48	23	15	11	8	-	-

\* NS-V실린지는 BMT-UT Tip을 장착하여 사용합니다.

실린지

코드	Description	갯수(bag)	코드	Description	갯수(bag)
00-NS-V	0.05ml syringe (BMT-UT Tip 100개 부착)	100	00-NS-Z	50.0ml syringe (Attachment 1개 부착)	25
00-NS-S	0.5ml syringe	100	00-NS-SB	0.5ml 멸균 실린지	100
00-NS-M	1.25ml syringe	100	00-NS-MB	1.25ml 멸균 실린지	100
00-NS-N	2.5ml syringe	100	00-NS-NB	2.5ml 멸균 실린지	100
00-NS-L	5.0ml syringe	100	00-NS-LB	5.0ml 멸균 실린지	100
00-NS-X	12.5ml syringe	100	00-NS-XB	12.5ml 멸균 실린지	100
00-NS-Y	25.0ml syringe (Attachment 1개 부착)	50	00-NS-ADP	Attachment (Y, Z 시리즈 공통)	1

스탠드

코드	수납갯수
00-NS-STD	2 pcs



00-NS-STD



Syringes for Stepper