

용량설정을 디지털식으로 OK



Justor-1100

마이크로 피펫

MODEL : Justor-1100

특징

- 용량설정은 디지털식으로 간단히 변경할 수 있습니다
- 사용 후의 TIP은 원터치로 Eject가 가능하므로 감염 방지에 도움을 줍니다 (11DG-5000은 제외)
- 샘플은 TIP 흡입되어 오염을 방지할 수 있습니다
- 본체하부가 가늘고 길어 시험관의 아래까지 TIP이 닿습니다

규격

코드	용량범위(μl)	눈금단위(μl)	적합 Tip	정도	재현성
00-11DG-100	10~100	0.1	TS, RTS	±1.5~±0.8	<1.0~<0.3
00-11DG-1000	100~1000	1.0	TL, RTL	±1.0~±0.5	<0.5~<0.2
00-11DG-5000	1000~5000	10.0	BMT-X, XR	±1.0~±0.8	<0.4~<0.3

Tip · Rack Tip

코드	품명	Color	용량범위(μl)	갯수(bag)
00-TS	JUSTOR TipS	Clear	2~100	1000
00-TL	JUSTOR TipL	Clear	100~1000	1000
00-BMT-X	마이크로피펫 TipX	Green	1000~5000	200
00-RTS	JUSTOR RACK TipS	Clear	2~100	1000(250pcs, X4c/s)
00-RTL	JUSTOR RACK TipL	Clear	100~1000	1000(250pcs, X4c/s)
00-BMT-XR	마이크로피펫 Rock TipL	Green	1000~5000	100(50pcs, X2c/s)

부품 · 소모품

품명	적합기종
JUSTOR O Ring (2개)	11DG-1000
노즐 O Ring	11DG-100, 11DG-1000
피스톤 부착 유리실린더 세트	11DG-5000
노즐 (O Ring 있음)	11DG-100, 11DG-1000
실리콘 기름	모두
Cleaning Washer	모두

스탠드

코드	수납갯수
00-1100S (아크릴 수지)	5 pcs



00-1100S