



Nichiryo Le

디지털 마이크로 피펫
MODEL : Nichiryo Le

● ● ● 특 징

- 83g의 가벼운 무게를 실현하였습니다. 언제나 사용하는 도구로써 장시간의 작업에도 부담이 되지 않는 무게입니다
- 피펫을 확실히 지지할 수 있도록 손잡이부의 차양을 크게 하였습니다. 매끈한 곡선으로 손가락에 맞도록 디자인 되어 손에서 떨어지지 않고 안심하게 사용합니다
- 누르기 쉬운 큰 Push보턴입니다. 가벼운 조작감과 장시간의 작업에도 피곤하지 않는 구조입니다
- 큰 Push보턴에 의해서 간단히 용량을 가변 할 수 있습니다. 또한 용량을 설정한 후, 잠글 필요가 없이 바로 사용합니다
- Ejector를 떼었기 때문에 나사를 없앴습니다. 원터치조립방식에 의해서 간단히 탈착 할 수 있습니다

● ● ● 규 격

코드	용량범위(μl)	사용 Tips	중량(g)
00-NLE-10	0.5~10	BMT-SS/BMT-SSR	83.4
00-NLE-20	2~20	BMT-SG/BMT-SGR	83.8
00-NLE-100	10~100	BMT-SG/BMT-SGR	83.0
00-NLE-200	20~200	BMT-SG/BMT-SGR	83.3
00-NLE-1000	100~1000	BMT-L/BMT-LR	83.3

● ● ● 정도 · 재현성

코드	측정용량(μl)	정도(%)	재현성(%)	코드	측정용량(μl)	정도(%)	재현성(%)
00-NLE-10	1*	±6.0	<5.0	00-NLE-200	20	±1.2	<1.0
	10	±1.2	<0.8		200	±0.8	<0.6
00-NLE-20	2*	±5.0	<3.0	00-NLE-1000	100	±1.2	<0.8
	20	±1.2	<0.8		1000	±0.7	<0.5
00-NLE-100	10	±2.0	<1.0	* NLE-10으로써 0.5μl 및 NLE-20으로써 2μl의 정도 · 재현성은 Sampling 기술 및 Sampling 환경에 크게 영향을 받습니다.			
	100	±1.0	<0.6				

● ● ● Tips (Autoclave 가능)

코드	용량범위(μl)	Color	적용기종	Tip 길이(mm)	갯수(bag)
00-BMT-SS	0.5 - 10	Clear	NLE-10	45.5	1000
00-BMT-SG	2 - 200	Clear	NLE-20, 100, 200	53.0	1000
00-BMT-L	100 - 1000	Blue	NLE-1000	77.0	1000

● ● ● Racked tips (Autoclave 가능)

코드	용량범위(μl)	Color	적용기종	Tip 길이(mm)	갯수(bag)
00-BMT-SSR	0.5 - 10	Clear	NLE-10	45.5	960(96pcs.×10c/s)
00-BMT-SGR	2 - 200	Clear	NLE-20, 100, 200	53.0	960(96pcs.×10c/s)
00-BMT-LR	100 - 1000	Blue	NLE-1000	77.0	1000(100pcs.×10c/s)

● ● ● 스탠드

코드	수납갯수
00-NLE-STD (pipette holder)	1 pcs
00-MLT-STD (ABS)	6 pcs



00-NLE-STD



00-MLT-STD