

Autoclave가 가능한 Multi Channel Pipette



Nichipet 7000

Multi channel Pipette

MODEL : Nichipet 7000

특징

- 본체는 AUTOCLAVE가 가능합니다. (121°C 20분)
- UV조사대응으로 Clean Bench내에서의 작업에도 적합합니다
- 96 well micro plates에의 분주·회석에 최적입니다
- 용량설정은 디지털방식으로 Push보턴을 돌리기만해도 간단히 할 수 있습니다
- One Touch Lock 기능설치로 한 손으로 설정용량 LOCK이 가능합니다
- V, S, L, K의 4종류로 0.5~300 μ l의 범위에서 분주작업을 할 수 있습니다.
- 손의 온도에 의한 정도변화가 생기기 어려운 구조로 안심하고 사용할 수 있습니다
- tip ejector기능에 의해서 tip에 손을 닿지 않고 tip을 ejector 할 수 있습니다
- 핸들손잡이 회전 각도가 자유로이(360도) 조절 가능합니다

규격

코드	채널수	용량범위(μ l)	사용 Tips	눈금단위(μ l)
00-NP7-8V	8	0.5~10	BMT-UTR	0.01
00-NP7-8S		5~50	BMT-SGR	0.1
00-NP7-8L		40~200	BMT-SGR	0.2
00-NP7-8K		50~300	BMT-KR	1
00-NP7-12V	12	0.5~10	BMT-UTR	0.01
00-NP7-12S		5~50	BMT-SGR	0.1
00-NP7-12L		40~200	BMT-SGR	0.2
00-NP7-12K		50~300	BMT-KR	1

정도·재현성

코드	측정용량(μ l)	정도(%)	재현성(%)	코드	측정용량(μ l)	정도(%)	재현성(%)
00-NP7-8V 00-NP7-12V	1	\pm 8.0	<4.0	00-NP7-8L 00-NP7-12L	40	\pm 1.4	<0.5
	5	\pm 4.0	<2.0		100	\pm 1.0	<0.4
	10	\pm 2.0	<1.0		200	\pm 0.9	<0.3
00-NP7-8S 00-NP7-12S	5	\pm 3.0	<1.5	00-NP7-8K 00-NP7-12K	50	\pm 1.4	<0.7
	25	\pm 2.0	<0.8		150	\pm 1.0	<0.5
	50	\pm 1.0	<0.5		300	\pm 0.6	<0.2

Tips (Autoclave 가능)

코드	용량범위(μ l)	Color	적용기종	갯수(bag)
00-BMT-UTR	0.1~10	Clear	NP7-8V, 12V	960(96pcs.×10c/s)
00-BMT-SGR	2~200	Clear	NP7-8S, 12S, 8L, 12L	960(96pcs.×10c/s)
00-BMT-KR	50~300	Clear	NP7-8K, 12K	960(96pcs.×10c/s)

스탠드

코드	수납갯수
00-7000S	2 pcs

시약 Tray

코드	수납갯수(box)
00-88-TY	50



00-7000S